

TABELA DOZOWANIA

Detro® Cid Enzym

| Spektrum bójcze | Bakterie, grzyby, prątki | Wirusy | Spory |
|---------------------|--------------------------|----------|----------|
| Stężenie % roztworu | 0,5% | 0,25% | 1% |
| Czas ekspozycji | 15 minut | 15 minut | 15 minut |
| 1L | 5 ml | 2,5 ml | 10 ml |
| 2L | 10 ml | 5 ml | 20 ml |
| 3L | 15 ml | 7,5 ml | 30 ml |
| 4L | 20 ml | 10 ml | 40 ml |
| 5L | 25 ml | 12,5 ml | 50 ml |
| 10L | 50 ml | 25 ml | 100 ml |

Przykład: 1litr 1%-owego roztworu użytkowego = 10 ml preparatu dezynfekcyjnego + 990 ml wody



Medilab Sp. z o.o. Siedziba
ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22
biuro@medilab.warszawa.pl

Medilab Sp. z o.o. Magazyn
ul. Kłuszyńska 48, 30-499 Kraków
+48 12 26494 46
logistyka@medilab.warszawa.pl

NIP: 524-040-80-22, **KRS:** 0000089304
SRN: PL-IM-000026230, **BDO:** 000402949
Nr konta: Pekao 89 1240 6218 1111 0000 4621 6131
www.medilab.warszawa.pl