

TABELA DOZOWANIA

Globacid® SF med

Spektrum bójcze	B, Y (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, vaccinia, sars, adeno, rota)	B, F (C. albicans, A. niger), V (HIV, HBV, HCV, vaccinia, sars, adeno, rota), Tbc (M. avium, M. terra)	poszerzone V (polio, adeno, noro)	poszerzone S (C. difficile RO27)
Stężenie % roztworu	0,25%	0,25%	1,25%	2,5%
Czas ekspozycji	5 minut	15 minut	15 minut	15 minut
1L	2,5 ml	2,5 ml	12,5 ml	25 ml
2L	5 ml	5 ml	25 ml	50 ml
3L	7,5 ml	7,5 ml	37,5 ml	70 ml
4L	10 ml	10 ml	50 ml	100 ml
5L	12,5 ml	12,5 ml	62,5 ml	125 ml
10L	25 ml	25 ml	125 ml	250 ml

Przykład: 1litr 2,5%-owego roztworu użytkowego = 25 ml preparatu dezynfekcyjnego + 975ml wody



Medilab Sp. z o.o. Siedziba
ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22
biuro@medilab.warszawa.pl

Medilab Sp. z o.o. Magazyn
ul. Kłuszyńska 48, 30-499 Kraków
+48 12 26494 46
logistyka@medilab.warszawa.pl

NIP: 524-040-80-22, **KRS:** 0000089304
SRN: PL-IM-000026230, **BDO:** 000402949
Nr konta: Pekao 89 1240 6218 1111 0000 4621 6131
www.medilab.warszawa.pl